





ERGYPHILUS

La calidad de las cepas vivas


▶ Resistencia a la acidez gástrica garantizada hasta un 92%




ERGYPHILUS Plus



ERGYPHILUS Conf



ERGYPHILUS Intima





ERGYPHILUS Niños

Tasa de supervivencia media a pH 2,5-30 minutos


Tasa de supervivencia media a pH 4,5-1h30
Condición de toma con 1 biberón

▶ Capacidad de adhesión a la mucosa intestinal demostrada



Tasa de adhesión relativa después de 2 horas



▶ Revivificación rápida a partir de 4 horas



Tests *in vitro* realizados con productos Eryphilus por un laboratorio independiente



▶ Inhibición de patógenos responsables de infecciones gastro-intestinales

ERGYPHILUS Plus



▶ Inhibición de patógenos responsables de infecciones uro-genitales

ERGYPHILUS Intima



▶ Inhibición de patógenos responsables de infecciones gastro-intestinales

ERGYPHILUS Niños

